

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem przeczytaj instrukcję.	
Przeznaczenie	Urządzenie jest przeznaczone do kosmetycznej pielęgnacji skóry. Mikronakłuwanie wspomaga regenerację skóry i może poprawiać wchłanianie produktów kosmetycznych. Wyłącznie do celów kosmetycznych.
Instrukcja użycia	Dokładnie oczyścić i zdezynfekować skórę. Ustawić żądaną głębokość igieł za pomocą pierścienia regulacyjnego. Delikatnie przykładając stempel prostopadłe do skóry bez nadmiernego nacisku. Postępować systematycznie po całym obszarze zabiegowym. Po zabiegu nałożyć preparat łagodzący lub nawilżający.
Zalecana głębokość	Zalecana głębokość igieł może się różnić w zależności od typu skóry i obszaru zabiegowego. Czoło: 0,25–0,5 mm Policzki: 0,5–1,0 mm Obszary wrażliwe: 0,25 mm Głębokość 1,0 mm i większa jest zalecana wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	Nie używać urządzenia: na uszkodzoną lub podrażnioną skórę w przypadku infekcji lub stanu zapalnego skóry przy aktywnym trądziku w przypadku zaburzeń krzepnięcia krwi w czasie ciąży Nie używać urządzenia wspólnie z inną osobą.
Możliwe reakcje	Po zabiegu może wystąpić lekkie zaczerwienienie, wrażliwość lub uczucie ciepła na skórze. Objawy te są zwykłe i tymczasowe i zazwyczaj ustępują w ciągu 24–48 godzin.
Higiena	Ze względów higienicznych zaleca się wyrzucenie produktu po użyciu. Ponowne użycie może prowadzić do bakteriowego zanieczyszczenia igieł i zwiększonego ryzyka infekcji. Nie używać urządzenia wspólnie z inną osobą.
Przechowywanie	Przechowywać w suchym miejscu i poza zasięgiem dzieci. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Utylizacja	Po użyciu utylizować jako odpad ostry zgodnie z lokalnymi przepisami.
Uwaga	Produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Magyar

Gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa el az útmutatót.

Rendeltetésszerű használat

Az eszköz a bőr kozmetikai ápolására szolgál. A mikrotűs alkalmazás támogatja a bőr regenerációját, és javíthatja a kozmetikai készítmények felszívódását. Kizárólag kozmetikai használatra.

Használati útmutató

Alaposan tisztítsa meg és fertőtlenítsa a bőrt.

Állítsa be a kívánt tübehatalási mélységet az állítógyűrű segítségével.

Finoman helyezze az eszközt merőlegesen a bőrre, tűzött nyomás nélkül.

Haladjon szisztematikusan a kezelt területen.

A kezelés után alkalmazzon nyugtató vagy hidratáló készítményt.

Ajánlott tümélység

Az ajánlott tümélység a bőrtípustól és a kezelt területtől függően változhat.

Homlok: 0,25–0,5 mm

Orcák: 0,5–1,0 mm

Érzékeny területek: 0,25 mm

Az 1,0 mm-es és annál nagyobb mélység kizárólag szakmai használatra ajánlott.

Biztonsági figyelmeztetések

Ne használja az eszközt:

sérült vagy irritált bőrön

bőrfertőzés vagy bőrgyulladás esetén

aktív akné esetén

vérálvadási zavarok esetén

terhesség alatt

Ne használja az eszközt más személlyel közösen.

Lehetséges reakciók

A kezelés után enyhe bőrpír, érzékenység vagy melegérzet jelentkezhet a bőrön. Ezek a tünetek általában átmenetileg, és rendszerint 24–48 órán belül elmúlnak.

Higiénia

Higiéniai okokból a termék használat után ajánlott megsemmisíteni. Az ismételt használat a tűk bakteriális szennyeződéséhez és fokozott fertőzésveszélyhez vezethet.

Ne használja az eszközt más személlyel közösen.

Tárolás

Száraz helyen, gyermekektől elzárva tárolandó. Nedvességtől és közvetlen napfénytől óvja.

Ártalmatlanítás

Használat után a helyi előírásoknak megfelelően éles hulladékként ártalmatlanítsa.

Figyelmeztetés

A termék nem szolgál betegségek diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére.

RO

ROMÂNIA

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.

Utilizare prevăzută

Dispozitivul este destinat îngrijirii cosmetice a pielii. Aplicarea cu microace susține regenerarea pielii și poate îmbunătăți absorbția produselor cosmetice. Numai pentru uz cosmetic.

Instrucțiuni de utilizare

Curățați și dezinfectați temeinic pielea.

Setați adâncimea dorită de penetrare folosind inelul de reglare.

Aplicați ușor aplicatorul perpendicular pe piele, fără presiune excesivă.

Procedați sistematic pe zona tratată.

După tratament, aplicați un produs calmant sau hidratant.

Adâncime recomandată

Adâncimea recomandată a acelor poate varia în funcție de tipul pielii și de zona tratată.

Frunte: 0,25–0,5 mm

Obraji: 0,5–1,0 mm

Zone sensibile: 0,25 mm

Adâncimea de 1,0 mm și peste este recomandată numai pentru uz profesional.

Avertismente de siguranță

Nu utilizați dispozitivul:

- pe pielea rănită sau iritată
- în caz de infecție sau inflamație a pielii
- în caz de acnee activă
- în cazul tulburărilor de coagulare a sângelui
- în timpul sarcinii

Nu utilizați dispozitivul împreună cu altă persoană.

Reacții posibile

După tratament pot apărea roșeață ușoară, sensibilitate sau o senzație de căldură la nivelul pielii. Aceste manifestări sunt de obicei temporare și, în general, dispar în 24–48 de ore.

Igienă

Din motive de igienă, se recomandă eliminarea produsului după utilizare. Reutilizarea poate duce la contaminarea bacteriană a acelor și la un risc crescut de infecție.

Nu utilizați dispozitivul împreună cu altă persoană.

Depozitare

Păstrați într-un loc uscat și nu lăsați la îndemâna copiilor. Protejați de umezeală și de lumina directă a soarelui.

Eliminare

După utilizare, eliminați dispozitivul ca deșeu tăietor-întepător, în conformitate cu reglementările locale.

Atenționare

Produsul nu este destinat diagnosticării, tratării sau prevenirii bolilor.

Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием прочтите инструкцию.	
Назначение	Устройство предназначено для косметического ухода за кожей. Микроигловатое воздействие способствует регенерации кожи и может улучшить впитывание косметических средств. Только для косметического применения.
Инструкция по применению	Тщательно очистите и продезинфицируйте кожу. Установите желаемую глубину прокола с помощью регулировочного кольца. Аккуратно прикладывайте штамп перпендикулярно коже без излишнего давления. Последовательно обрабатывайте всю нужную область. После процедуры нанесите успокаивающее или увлажняющее средство.
Рекомендуемая глубина	Рекомендуемая глубина игл может различаться в зависимости от типа кожи и обрабатываемой области. Лоб: 0,25–0,5 мм Щеки: 0,5–1,0 мм Чувствительные области: 0,25 мм Глубина 1,0 мм и более рекомендуется только для профессионального использования.
Меры безопасности	Не используйте устройство: на поврежденной или раздраженной коже при инфекции или воспалении кожи при активной угревой сыпи при нарушениях свертываемости крови во время беременности Не используйте устройство совместно с другим человеком.
Возможные реакции	После процедуры возможно легкое покраснение, чувствительность или ощущение тепла на коже. Эти проявления обычно носят временный характер и, как правило, проходят в течение 24–48 часов.
Гигиена	Из гигиенических соображений рекомендуется утилизировать продукт после использования. Повторное использование может привести к бактериальному загрязнению игл и повышенному риску инфекции. Не используйте устройство совместно с другим человеком.
Хранение	Хранить в сухом месте, недоступном для детей. Беречь от влаги и прямых солнечных лучей.
Утилизация	После использования утилизируйте как острые отходы в соответствии с местными правилами.
Внимание	Изделие не предназначено для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.

SV	SV
Förvaras utom räckhåll för barn. Läs instruktionerna före användning.	
Avsedd användning Enheten är avsedd för kosmetisk hudvård. Mikronålsbehandling stödjer hudens regenerering och kan förbättra upptaget av kosmetiska produkter. Endast för kosmetiskt bruk. Bruksanvisning Rengör och desinficera huden noggrant. Ställ in önskat penetrationsdjup med justeringsringen. Applicera stämpeln försiktigt vinkelrätt mot huden utan överdrivet tryck. Arbeta systematiskt över det behandlade området. Applicera en lugnande eller återfuktande produkt efter behandlingen. Rekommenderat nåldjup Rekommenderat nåldjup kan variera beroende på hudtyp och behandlat område. Panna: 0,25–0,5 mm Kinder: 0,5–1,0 mm Känsliga områden: 0,25 mm Djup på 1,0 mm och mer rekommenderas endast för professionell användning. Säkerhetsvarningar Använd inte enheten: - på skadad eller irriterad hud - vid hudinfektion eller inflammation - vid aktiv akne - vid blodkoagulationsrubbningar - under graviditet Dela inte enheten med någon annan. Möjliga reaktioner Av behandlingen kan lätt rodnad, känslighet eller en varm känsla uppstå i huden. Dessa reaktioner är vanligtvis tillfälliga och försvinner normalt inom 24–48 timmar. Hygien Av hygieniska skäl rekommenderas att produkten kasseras efter användning. Upprepad användning kan leda till bakteriell kontaminering av nålarna och en ökad risk för infektion. Dela inte enheten med någon annan. Förvaring Förvaras torrt och utom räckhåll för barn. Skydda mot fukt och direkt solljus. Avfallshantering Kassera efter användning som stickande eller skärande avfall enligt lokala föreskrifter. Observera Produkten är inte avsedd för diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar.	

FI Suomi
Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue ohjeet ennen käyttöä. Käyttötarkoitukset Laite on tarkoitettu ihon kosmeettiseen hoitoon. Mikroneulaus tukee ihon uudistumista ja voi parantaa kosmeettisten valmisteiden imeytymistä. Vain kosmeettiseen käyttöön. Käyttöohjeet Puhdista ja desinfioi iho huolellisesti. Säädä haluttu pistosyvyys säätörenkaan avulla. Paina leimasinta hellävaraisesti kohtisuoraan ihoa vasten ilman liiallista painetta. Etene järjestelmällisesti käsiteltävällä alueella. Levitä hoidon jälkeen rauhoittavaa tai kosteuttavaa valmiste. Suositeltu neulansyvyys Suosittelut neulansyvyys voi vaihdella ihotyyppin ja käsiteltävän alueen mukaan. Otsa: 0,25–0,5 mm Posket: 0,5–1,0 mm Herkät alueet: 0,25 mm 1,0 mm:n ja sitä suuremmat syvyydet suositellaan vain ammattilaiskäyttöön. Turvallisuusvaroitukset Älä käytä laitetta: - vaurioituneella tai ärtyneellä iholla - ihon infektiota tai tulehduksen aikana - aktiivisen aknen yhteydessä - jos sinulla on veren hyytymishäiriöitä - raskauden aikana Älä käytä laitetta yhdessä toisen henkilön kanssa. Mahdolliset reaktiot Hoidon jälkeen iholla voi esiintyä lievää punoitusta, herkkyyttä tai lämmön tunnetta. Nämä oireet ovat yleensä tilapäisiä ja häviävät tavallisesti 24–48 tunnin kuluessa. Hygieniä Hygieniasyistä tuote suositellaan hävitettäväksi käytön jälkeen. Toistuva käyttö voi johtaa neulojen bakteerikontaminaatioon ja lisätä infektoriskiä. Älä käytä laitetta yhdessä toisen henkilön kanssa. Säilytys Säilytä kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Suojaa kosteudelta ja suoralta auringonvalolta. Hävittäminen Hävitä käytön jälkeen terävänä jätteenä paikallisten määräysten mukaisesti. Huomautus Tuotetta ei ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin, hoitoon tai ehkäisyyn.

EU

 **DEADIA**
COSMETICS

 Manufacturer
Shenzhen Mingshu Technology Co., Ltd.
Shenzhen, Guangdong
China

 EU Importer / Responsible Person
Deadia Cosmetics s.r.o.
Připotoční 1519/10a
101 00 Praha
Czech Republic
www.deadiacosmetics.cz

Product: DERMA STAMP s nastaviteľnou dĺžkou jehel
Model: 140A

LOT   

CC

Made in China


8594217390068